

Produit distribué par :



Photo non contractuelle

**FICHE DESCRIPTIVE
TECHNIQUE ET COMMERCIALE**

Désignation commerciale	Rouleaux de draps OUATE blanche GAUFREE COLLEE pour tables d'examen - Laize 60cm - 47,5 mètres Marquage : M'Roll
-------------------------	---

Destination :	Pour tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier - gynécologie - pédiatrie Peut se positionner sur notre dérouleur LJ.40
Texte orienté consommateurs	Produit de confort réalisé dans une ouate double plis assemblée par procédé de gaufrage collage Très résistant du fait de la méthode d'assemblage des plis Le gaufrage point à point confère à ce produit un confort d'utilisation optimum Modèle au standard du marché actuel dans cette catégorie avec ses 135 formats prédécoupés Diamètre particulièrement vendeur.

Références :	interne Global Hygiène Code douanier EAN13	J331Pmr 48189010 3700178242222
--------------	--	---

Dimensions :	Laize Longueurs selon calculs (voir NB) Poids du rouleau Diamètre intérieur mandrin Diamètre extérieur rouleau	59 cm 47,25 mètres soit 135 fmts de 35 cm (+/-5%) 1 Kg 036 (+/-5%) 39 mm lisse environ 11,4 cm
--------------	--	--

Matière première :	Qualité ouate Blancheur Traitement Aspect Nombre de plis Assemblage Grammage Résistance sans marche Résistance sans travers Allongement Taux de cendre Homologation	ouate pure pâte de cellulose supérieure à 82 % Résistance humide "WS" Lisse 2 épaisseurs par procédé de gaufrage collage pointe à pointe 2 x 17,5 gr/m2 soit 35 gr/m ² N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur 17% < x < 19% non communiqué C.E.
--------------------	--	--

Conditionnement :	Unité de Facturation (UF) Colis de Poids net du colis Poids brut du colis Dimensions colis Volume colis Type palette Nombre d'UF /palette Nombre de colis /palette Plan de palettisation Dimensions palette hors tout	Carton de 9 rouleaux 9 Rouleaux 9 kg 324 9 kg 900 Larg.400 mm x Prof.400 mm x Haut.600 mm 0,096 m ³ 80 x 120 cm 18 cartons 18 cartons 3 rangs de 6 colis long. 120 cm x larg. 93 cm x haut. 197cm
-------------------	---	--

Nota Bene : Version 201601xx : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR