

Produit distribué par :




Photo non contractuelle

**FICHE DESCRIPTIVE
TECHNIQUE ET COMMERCIALE**

Désignation commerciale : Colis de 6 rouleaux de draps *GAUFRES COLLES PLASTIFIES BLEUS* pour tables d'examen
Formats longs - prédécoupe à 114cm

Destination : Utilisation sur tables de consultations médicales classiques, en cabinet gynécologie, esthétique
Recommandé dans les applications en thalassothérapie. Peu se positionner sur notre dérouleur LJ.40

Texte orienté consommateurs : Produit haut de gamme réalisé dans un ouate + polyéthylène - technologie contre-collée imperméable
Très résistant - imperméable - présente deux faces matière pour un confort d'utilisation optimum
Une face ouatée à utiliser côté patient - une face imperméable pour le côté divan d'examen
La prédécoupes longue (1m14) permettent d'optimiser les station patients longues en toute sécurité
Spécialement étudié pour absorber et retenir les fluides.

Références : interne Global Hygiène
Code douanier
EAN13

J253Gsm
48189090
3700178241591

Dimensions : Laize : 49,8 cm
Longueurs selon calculs (voir NB) : 57mètres prédécoupés en 50 fmts de 1m14 (+/-5%)
Poids du rouleau : 1 Kg 080 (+/-5%)
Diamètre intérieur mandrin : 39 mm lisse
Diamètre extérieur rouleau : 9,2 < x < 9,5 cm

Matière première : Qualité ouate : ouate bleue plastifiée avec polyéthylène
Blancheur : sans objet
Traitement : Résistance humide "WS"
Aspect : Gaufré
Nombre de plis : 1 épaisseur après assemblage
Assemblage : Par procédé gaufrage collage
Grammage : 26 gr/m² ouate + 10 gr/m² couche plastique / soit 36 gr/m²
Résistance sans marche : Non communiqué
Résistance sans travers : Non communiqué
Allongement : 17% < x < 19%
Taux de cendre : non communiqué
Homologation : /

Conditionnement : Unité de Facturation (UF) : Carton de 6 rouleaux
Colis de : 6 Rouleaux
Poids net colis : 6 Kg 480
Poids du colis : 6 Kg 830
Dimensions colis : Larg. 290 mm x Prof. 210 mm x Haut. 520 mm
Volume colis : 0,036 m³
Type palette : 80 x 120 cm
Nombre d'UF /palette : 48 cartons
Nombre de colis /palette : 48 cartons
Plan de palettisation : 3 rangs de 16 colis
Dimensions palette hors tout : long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 171cm

Nota Bene : Version 20160616v2: Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR