

FICHE TECHNIQUE

Désignation du produit : Rouleau Célisoft 1,20 x 100
Coloris : Blanc

Code nomenclature douanière : 48183000

Date : **14/01/10**

CARACTERISTIQUES GENERALES DU PRODUIT

Dimensions du rouleau :

longueur : **100 m**
largeur : **1,20 m**

Poids du rouleau :

sans emballage avec mandrin : **6,791 kg**
avec emballage avec mandrin : **6,800 kg**

Nombre de rouleau par colis : **1**

Poids du colis :

avec emballage : **7,516 kg**

Nombre de colis par couche : **4**

Nombre de couches : **7**

Nombre de colis par palette : **28**

Poids de la palette : **231 kg**

Hauteur de la palette : **1.34 m**

CARACTERISTIQUES DES MATIERES PREMIERES UTILISEES

Célisoft

Laize : **120 cm**

Nombre de feuilles : **1**

Grammage : **55 g/m²**

Couleur	Code article	Gencod
blanc	875000	3504088750002

Film

Dimension: **700 mm**

Couleur : **transparent**

Poids du film : **9 g**

Mandrin

Longueur : **1220 mm (M02723)**

Diamètre : **31/34 mm**

Poids du mandrin : **191 g**

Carton

Dimensions : **170 x 170 x 1225 mm (M02735)**

Couleur : **écru**

Poids du carton : **716 g**

Palette Europe

Dimensions : **80 x 120 cm**