




MANNEQUIN BRAYDEN AVEC ILLUMINATIONS ROUGES

Réf. SSACCE011

SCHILLER
The Art of Diagnostics



MANNEQUIN BRAYDEN AVEC ILLUMINATIONS ROUGES



Réf. SSACCE011

Intuitif, facile à nettoyer et piles longue durée

Ce mannequin de formation est équipé d'une fonction d'affichage de la circulation sanguine afin d'aider à comprendre et à mémoriser l'objectif d'une réanimation cardio pulmonaire.

- Lumières d'indication de compression thoracique, de circulation sanguine et de la qualité du massage cardiaque
- Contrôle l'efficacité du massage : bonne position des mains, fréquence (100 et 120 bpm/min), profondeur (5 à 6 cm), phase de compression et décompression active
- Livré avec : 2 peaux de visage, 1 poumon artificiel, 10 sacs d'insufflation, 1 sacoche de transport rembourrée, 6 piles LR14 de type C 1,5V.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661041009239

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90230080

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 35,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 60,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 25,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 5,420

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



06/10/2021 21:49