

SACOCHE DE TRANSPORT POUR FRED PA-1 - STANDARD


Réf. SSACCE019

SCHILLER

The Art of Diagnostics



SACOCHES DE TRANSPORT POUR FRED PA-1 - STANDARD



Réf. **SSACCE019**

Pour un transport en toute sécurité

La sacoche standard permet de protéger et de transporter le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) FRED PA-1 ou FRED PA-1 Trainer.

Possédant 2 fermetures éclairs de chaque côté, il n'est pas nécessaire de retirer la sacoche pour accéder au défibrillateur et à la paire d'électrodes en cas d'utilisation.

Peut contenir un défibrillateur et une paire d'électrodes. La poche arrière permet le rangement d'une paire d'électrodes et/ou consommables supplémentaires.

Housse semi-rigide.

Livré avec bandoulière.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661041009284

Garantie (mois) : 3

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 27,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 27,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 11,0

Poids unitaire (kg) : 0,500

Poids conditionnement (kg) : 0,500

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



27/05/2021 21:25