

# DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE

Réf. SJSAVE07

Saver One®

GARANTIE  
**6**  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE

CE  
0051

DISPOSITIF MEDICAL  
MEDICAL DEVICE

CLASSE  
**IIb**



# DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE



Réf. SJSAVE07

**Efficace et facile d'utilisation : fiable pour tous les sauveteurs même sans formation minimum**

Version semi-automatique

Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineuses et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation publique, il autorise en 3 étapes, l'administration d'un traitement rapide et efficace contre les arrêts cardiaque soudain afin d'optimiser les soins de 1er secours avant l'arrivée des services de premières urgences.

En mode semi automatique, il recommandera à l'opérateur d'appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d'arrêt cardiaque soudain. Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions de l'opérateur.

- Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée, durée de vie 4 ans ou 300 chocs.

- Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)

- Ecran d'affichage pour un message texte (reprise simultanée du message vocal)

- Barre graphique précisant la capacité de la batterie

- Bouton information avec mode bilingue

- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque

- Connexion USB

- Mémoire interne 1 Gb et en option Carte mémoire SD

Chaque défibrillateur est livré avec : 1 sacoche de transport étanche et anti choc ; 1 paire d'électrode adulte pré-connectée durée de vie 30 mois) ; 1 kit de 1er secours\* ; 1 jeu complet de signalétiques murales ; 1 pile lithium

\* Contenu : compresses, 1 rasoir, 1 écran facial bouche à bouche, 1 paire de gants stériles, 1 paire de ciseaux

A NOTER : La directive européenne 93/42/CEE est remplacée par le règlement européen 2017/745 depuis le 5 avril 2017.

Anciennement classifié en IIB, les DAE sont désormais classifiés en classe III. Les certificats délivrés avant le 25 mai 2017 conservent leur validité jusqu'à la fin de la période indiquée sur ces certificats, à savoir Février 2023 pour nos DAE Saver One.

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0051

Code barres : 3661040115016

Garantie (mois) : 72

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 26,0

Largeur conditionnement (cm) : 25,5

Longueur unitaire (cm) : 32,0

Longueur conditionnement (cm) : 32,0

Hauteur unitaire (cm) : 15,9

Hauteur conditionnement (cm) : 16,0

Poids unitaire (kg) : 3,270

Poids conditionnement (kg) : 3,000

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 16:19

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.