

# Fiche Technique

## Appareil de pressothérapie - Normatec - Ref: 50956



---

### Description du produit

Caractéristiques : 7 niveaux d'intensité. Paramètres personnalisables (temps, pression et zones)

Fonction «Zone Boost». Alimentation de 12V et batterie en lithium-ion rechargeable. Unité de commande compacte et légère (1,6kg). Fourni avec 1 jeu de jambes, une unité de commande, un câble de branchement,

une alimentation électrique. En option, auprès de votre conseiller = accessoires bras, accessoires jambes, accessoires hanche.

### Caractéristiques

Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)

NON

Éligible livraison cadencée

NON