

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE, 2000 ML

Réf. BCPOLY25



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE, 2000 ML

Réf. BCPOLY25

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max, Askir 36BR est léger et facile à transporter.

Aspirateur chirurgical mobile destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Principales applications: Voiture-ambulance, Département Urgences, Soins domicile, transfert du patient, Chambre, Trachéotomie, Med. vétérinaire.

- Trois options différentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l'unité 12V font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.
- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
- Pied à roulettes et housse de transport en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides en polycarbonate Makrolon 2858 autoclave, muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm / Filtre antibactérien & Hydrophobe (patient unique) / Canule CH20
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC / batterie Interne rechargeable (12V 4A) Autonomie 60min – Temps de charge 240min / Adaptateur Automobile (12V 4A)
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Débit libre d'air max : 36 l/min (sans bocal)
- Niveau Sonore : 63 dBA
- Poids : 4,39 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040200118

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 21,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 35,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 18,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 4,390

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 1

Humidité maxi : 85



07/05/2021 19:09

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE, 2000 ML



Réf. BCPOLY25

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI24	Aspirateur à Mucosité CA-MI Askir 36 BR bocal polycarbonate 1L	1
BCASPI81	Bocal Poli 2L pour New Aspiret, Askir 20, 30, C30BR, 36BR, Hospivac	1