

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, BOCAL POLYCARBONATE 1000 ML, 36 L / MN

Réf. BCASPI24

CA-MI

GARANTIE  
3  
ANS  
YEARS  
GARANTEE

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
MEDICAL DEVICE  
CLASSE II<sub>a</sub>



# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, BOCAL POLYCARBONATE 1000 ML, 36 L / MN

Réf. BCASPI24

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max, Askir 36BR est léger et facile à transporter.

Principales applications: Voiture-ambulance, Département Urgences, Soins domicile, transfert du patient, Chambre, Trachéotomie, Med. vétérinaire.

- Trois options différentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l'unité 12V font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.
  - Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
  - Pied à roulettes et housse de transport en option
  - Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides en polycarbonate Makrolon 2858 autoclave, muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques  $\varnothing$  10-11-12 mm / Filtre antibactérien & Hydrophobe (patient unique) / Canule CH20
  - Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC
  - Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
  - Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC / batterie Interne rechargeable (12V 4A) Autonomie 60min – Temps de charge 240min / Adaptateur Automobile (12V 4A)
  - Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
  - Débit libre d'air max : 36 l/min (sans bocal)
  - Niveau Sonore : 63 dBA
  - Poids : 4,39 kg
  - Dimensions : 35 x 21 x 18 cm
- Pack batterie: BCASPI167

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 8054619100424

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 21,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 35,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 18,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 4,390

Poids conditionnement (kg) : 5,500

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



07/05/2021 16:28

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.