

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR C30 BR, BOCAUX POLYCARBONATE AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML

Réf. BCASPI30

CA-MI

GARANTIE
3
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
II
a



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR C30 BR, BOCAUX POLYCARBONATE AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML



Réf. BCASPI30

Destiné à une utilisation professionnelle

Aspirateur chirurgical mobile destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max., de deux bouches de recueil et d'un système sur cinq roulettes, le rendant facile à transporter.

Principales applications: Département urgences, Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie générale, Obstétrique, Médecine dentaire.

- Deux options différentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC et les batterie rechargeables font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente approuvée, garantissant des interventions continues sans risque de surchauffe.

- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.

- Accessoires fournis : 2 bouches de recueil des fluides munis d'une valve anti-reflux avec différentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm / Filtres antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Adaptateur universel AC/DC (100-240V 50/60Hz)

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC, Batterie Interne Rechargeable (12V 4A) / Autonomie 60min – Temps de charge 240min

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Débit libre d'air max : 36 l/min

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040139166

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 30,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 32,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 99,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 7,890

Poids conditionnement (kg) : 11,600

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



07/05/2021 16:28