

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2000 ML

Réf. BCFLOV29



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2000 ML



Réf. BCFLOV29

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max, Askir 36BR est léger et facile à transporter

Aspirateur chirurgical mobile destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Principales applications: Voiture-ambulance, Département Urgences, Soins domicile, transfert du patient, Chambre, Trachéotomie, Med. vétérinaire.

- Composé de : Aspirateur Askir 36BR + Kit Flovac® 2L (1x Bocal Flovac 2L réutilisable / 1x Poche UU stérile 2L Flovac/ 1x Set tubes Ø8X14mm+connecteurs / 1x Ecarte

- Trois options différentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l'unité 12V font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.

- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.

- Pied à roulettes et housse de transport en option

- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides, muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm / Filtre antibactérien & Hydrophobe (patient unique) / Canule CH20

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC / batterie Interne rechargeable (12V 4A) Autonomie 60min – Temps de charge 240min / Adaptateur Automobile (12V 4A)

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Débit libre d'air max : 36 l/min (sans bocal)

- Niveau Sonore : 63 dBA

- Poids : 4,39 kg

- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040218007

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



07/05/2021 19:10

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2000 ML



Réf. BCFLOV29

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI24	Aspirateur à Mucosité CA-MI Askir 36 BR bocal polycarbonate 1L	1
BCASPI103	Bocal Flovac 2L réutilisable pour Aspiret Askir 20, 30 et C30BR 31841	1
BCASPI100	Poche FLOVAC UU 2L New Askir 20,30, 23012V, C36BR 31846	1
BCASPI135	Set tubes Ø8x14mm+connecteurs Flovac ASKIR 36BR/C30/118/NEW HOSPIVAC	1
BCASPI105	Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR	1
BCASPI164	Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac	1
BCASPI504	Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités	1