

BRANCARD PLIANT EN 4 SUR LA LONGUEUR ET LA LARGEUR, AVEC HOUSSE, ORANGE

Réf. SBRAN08_O



BRANCARD PLIANT EN 4 SUR LA LONGUEUR ET LA LARGEUR, AVEC HOUSSE, ORANGE



Réf. **SBRAN08_O**

Brancard pliant avec système de balancier

- Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration.
- Cette civière à balancier se plie dans sa longueur et dans sa largeur
- Léger, facile à transporter
- Poids : 4.7 kg
- Dimensions (L x W x H) : 208 x 54,5 x 13,5 cm, dépliée, 105 x 18 x 10 cm, pliée
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange
- Livré avec sa housse de transport

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040094632

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 94029000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 54,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 208,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 13,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 4,700

Poids conditionnement (kg) : 6,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 16:47