

BRANCARD PLIANT EN 2 DANS SA LONGUEUR, ORANGE

Réf. SBRAN09_O



BRANCARD PLIANT EN 2 DANS SA LONGUEUR, ORANGE



Réf. SBRAN09_O

Brancard pliant avec système de balancier

- Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration.
- Cette civière à balancier se plie dans sa longueur
- Léger, facile à transporter
- Poids : 5 kg
- Dimensions (L x W x H) : 207x 54.5 x 13 cm, déplié, 207x 17 x 9 cm, plié
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040094649

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 94029000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 54,5

Largeur conditionnement (cm) : 20,0

Longueur unitaire (cm) : 207,0

Longueur conditionnement (cm) : 211,0

Hauteur unitaire (cm) : 13,0

Hauteur conditionnement (cm) : 10,0

Poids unitaire (kg) : 5,000

Poids conditionnement (kg) : 6,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 16:47