

Fiche Technique

Cage de pouliothérapie 8 panneaux - Ref: 22838



Description du produit

• 8 panneaux grillagés de 100 x 200 cm assemblables. • Tubes acier carré 30x30 mm. • Grillage tressé (maille 40mm) en acier galvanisé solidaire des tubes par points de soudure. • Peinture laquée époxy blanc cuite au four • Dimensions de la cage montée : L 200 x l 200 x h 200 cm • Poids : 180 kg • Livrée démontée avec notice d'assemblage et visserie.

Caractéristiques

Marque	FERROX
Type de patient	10999
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON