

Fiche Technique

Cage de pouliothérapie 2 panneaux - Ref: 30740



Description du produit

Cage de pouliothérapie 2 panneaux 1 panneau simple grillagé 2 x 1 m et 1 avancée grillagée

1 x 1 m Tubes carrés 30 x 30 mm en mécano-soudé Grillage 50 mm double torsade Fils diamètre

5 mm Peinture époxy blanche cuite au four Dimensions de la cage montée (hors pieds réglables démontables

: L. 1,09 x l.1,03 x h. 2,20m Poids : 45kg Cage livrée démontée avec notice d'assemblage et kit de fixation

murale.

Caractéristiques

Marque

FERROX

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)

Dispositif médical destiné à usage médical

Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)

NON