

CANULE DE GUEDEL U/U STÉRILE ISO 9.0 (ORANGE / N°3)

Réf. 580842



CANULE DE GUEDEL U/U STÉRILE ISO 9.0 (ORANGE / N°3)



Réf. 580842

Canule à usage unique en sachet stérile individuel.
La canule de Guedel est utilisée pour maintenir ouvertes les voies aériennes d'un patient inconscient.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	503267050680
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90183900
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) :
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi : (N/A)



02/11/2021 22:23