


Fiche Technique

Coussin Cylindrique Diam 10 Absinthe - Ref: 34438



Description du produit

Tous nos coussins de massage cylindriques font 50 cm de largeur. Tous nos coussins sont garnis de mousse Bultex® (sauf les coussins cale garnis de mousse agglomérée extra dure) et revêtus de toile vinyle anti-feu (classe M1) avec traitement anti-microbien Sanitized®. Les coussins de coloris noir et gris galet sont systématiquement tenus en stock et livrables en 48/72 heures. Caractéristiques techniques : Coussins cylindriques Mousse bultex 36 kg/m² Nombreux diamètres et coloris disponibles ! Dimensions : ø x L ; Largeur = 50 cm.

Caractéristiques

Marque	PROCOMEDIC
Couleur	Absinthe
Diamètre	10 cm
Type de patient	10999
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON