

Fiche Technique

Divan électrique Mallorca 2 plans Blanc - Ref: 44875



Description du produit

Caractéristiques techniques Electrique (moteur) Angle dossier de 0° à +75° Hauteur ajustable de 61 à

86 cm Dimensions 196 x 70 x 61 / 86 cm Poids 65kg Revêtement en polyuréthane. Charge maximale 150kg Porte rouleau inclu Couleur blanc Garantie 2 ans (hors sellerie)

Caractéristiques

Marque	WEELKO
Couleur	Blanc
Garantie	1 an
Poids	65 kg
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Éligible livraison cadencée	NON