

# JEU DE 3 CANULES DE GUEDEL N° 3,2,1

Réf. 580850



# JEU DE 3 CANULES DE GUEDEL N° 3,2,1



Réf. 580850

Lot de 3 Canules à usage unique en sachet stérile individuel. canule pour chaque taille n° 1, 2 et 3.  
La canule de Guedel est utilisée pour maintenir ouvertes les voies aériennes d'un patient inconscient.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446034672
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	902000909009Z
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/11/2021 22:23

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.