

LUNETTES NASALES OXYGÉNOTHÉRAPIE ADULTE UU

Réf. 580861



CE
0120




LUNETTES NASALES OXYGÉNOTHÉRAPIE ADULTE UU



Réf. 580861

Dispositif à usage unique adapté à l'oxygénothérapie au long cours et dans les détresses respiratoires de type 1 et de type 2 sans prescription précise d'oxygène.
Longueur de la tubulure : 1,80 m.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	Classe de précision de mesure : Classe II
Marquage :	CE0120		Code barres : 3661040215907
Garantie (mois) :	60		Code douanier : 90192000
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) :
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini : (N/A)		Température maxi : (N/A)	
Humidité mini : (N/A)		Humidité maxi : (N/A)	

 02/11/2021 22:24

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.