


SANGLE ARAIGNÉE, MODÈLE ENFANT



Réf. SBRAN17



SANGLE ARAIGNÉE, MODÈLE ENFANT



Réf. **SBRAN17**

- Pour l'immobilisation complète des enfants sur des plans durs

| CARACTERISTIQUES | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------------|-------|
| Dispositif médical : | | Non | | | |
| Marquage : | | Code barres : | 3661040063751 | | |
| Garantie (mois) : | | Code douanier : | 94029000 | | |
| Stérile : | | Non | | | |
| MESURES | | Unité nue | | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | 5,0 | | Largeur conditionnement (cm) : | |
| Longueur unitaire (cm) : | | 36,0 | | Longueur conditionnement (cm) : | |
| Hauteur unitaire (cm) : | | 5,0 | | Hauteur conditionnement (cm) : | |
| Poids unitaire (kg) : | | 0,600 | | Poids conditionnement (kg) : | 0,700 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | | | |
| Température mini : | | (N/A) | | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | | (N/A) | | Humidité maxi : | (N/A) |



07/05/2021 16:20 -

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.