

# Fiche Technique

## TABLE DE BOBATH ÉLECTRIQUE - 2 plans - Ref: 32104



### Description du produit

Table de bobath électrique Ferrox 6000 Newtons. Avec roulettes de série ! • Hauteur variable de 48 à 90 cm. • Pédale de commande électrique basse tension. • Dossier assisté par vérin à gaz pour le modèle 2 plans Proclive 85°. • Sellerie finition tendue sans coutures, épaisseur 6,5 mm. • Châssis acier renforcé époxy blanc. • Modèles livré de série avec roulettes de transport.

Caractéristiques techniques communes : Poids : table 2 plans : 132 kg. Puissance du vérin : 6000 N. Portée maximale en mouvement : 140 kg. Modèle largeur 100cm Dimensions : L. 200 x l. 100 cm. Plans : Dossier L. 60 x l. 100 cm, plateau L. 140 x l. 100 cm. L'option cadre de commande n'est pas disponible pour ce modèle

### Caractéristiques

<b>Marque</b>	FERROX
<b>Support</b>	Piètement métal
<b>Garantie</b>	3 ans (sauf revêtement garantie 1 an)
<b>Nombre de plans</b>	2 plans
<b>Charge maximale</b>	140 kg

# Fiche Technique

<b>Sellerie</b>	Standard
<b>Classe anti-feu</b>	Tissu M1
<b>Largeur</b>	100 cm
<b>Poids</b>	132 kg
<b>Dossier</b>	Avec dossier
<b>Dossier inclinable</b>	Sans Cyphose
<b>Mobilité</b>	Sur roulettes
<b>âge</b>	Adulte-Obèse
<b>Type de patient</b>	10999
<b>Accoudoirs</b>	Sans accoudoirs
<b>Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)</b>	Dispositif médical destiné à usage médical
<b>Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)</b>	NON