

# Fiche Technique

## Table de Bobath Pro Power 8000 Newtons - Ref: A32107



### Description du produit

Avec roulettes et pédale de commande de série / Table de bobath avec accès soulève-malade.

• Modèles A et B : Plateaux uniques de largeur 120 ou 200 cm. • Modèle C : dossier de 55 x 120 cm

assisté par vérin à gaz (proclive 85°) + Plateau de 140 x 120 cm. • Toutes ces tables sont livrées

de série avec un jeu de roulettes escamotables et une pédale de commande basse tension (sauf le modèle A livré

avec 2 pédales de commandes) + une bande de protection de la sellerie. • Hauteur variable assistée par un

vérin électrique unique de 8000 Newtons. Caractéristiques techniques : Charge maximale en

sécurité : 300 kg Amplitude : minimum 46 cm, maximum 94 cm

### Caractéristiques

Marque	FERROX
Norme	CE
Support	au sol
Garantie	3 ans
Nombre de plans	2 plans

# Fiche Technique

<b>Charge maximale</b>	250 kg
<b>Sellerie</b>	Standard
<b>Classe anti-feu</b>	Tissu M1
<b>Dossier</b>	Avec dossier
<b>Mobilité</b>	Sur roulettes
<b>âge</b>	Adulte-Obèse
<b>Accoudoirs</b>	Sans accoudoirs
<b>Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)</b>	Dispositif médical destiné à usage médical
<b>Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)</b>	NON