

Fiche Technique

Table de massage Torac 2 plans décline avec roulettes -



Description du produit

Table de massage Torac 2 plans Position décline + cadre de commande + roulettes de série + design à un prix imbattable ! Têtière assistée par vérin à gaz : Proclive 90° + décline 25°, avec trou facial et coussin repose-tête Cadre de commande périphérique Hauteur variable de 43 à 86 cm, permettant une montée plus aisée pour les personnes à mobilité réduite 4 roulettes dont 2 activables pour faciliter le déplacement de la table Charge maximale = 200 Kg Sellerie avec mousse de 7 cm et de densité de 32 g/cm³ Revêtement en PVC pour un entretien facile Caractéristiques : Dim totales : 198x68x43/86 cm Plateau central : 127X68 cm Têtière : 70x68 cm Poids : 57 Kg Chassis blanc et revêtement gris unique

Caractéristiques

Marque

WEELKO