

# Fiche Technique

TABLE MASSAGE 2 PLANS C5733

Ref: A43039



## Description du produit

Table Hydraulique avec hauteur variable Cette nouvelle série de table EcoPostural dispose d'un châssis parallèle blanc avec piètement en acier et bielles robustes pour un poids patient maximal de 175 kg. Dossier proclive (70°) et décline (15°) avec manette hydraulique Epaisseur de mousse : 5 cm Densité mousse : équilibrée  
Dimensions 187 x 62 cm Hauteur variable 47 à 85 cm avec pédale hydraulique Porte rouleau inclus à l'extrémité du plateau jambier.

## Caractéristiques

Marque	ECOPOSTURAL
Couleur	Marron
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical