

# Fiche Technique

## Table de massage 2 plans Ferrox Chagall Ref : A42636



---

### Description du produit

Caractéristiques techniques : -Table : 2 plans-Couleur : selon modèle-Roulettes et cadre commande : selon modèle-Revêtement : non feu classe IM 1, lavable-Hauteur : de 49 à 94 cm-Charge de travail en sécurité: 250 kgs-Dimensions: 196 x 70 x 49-Garantie : 1 an

### Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Marque   | FERROX                                     |
| Couleur  | Perle                                      |
| Type de patient  | 10999                                      |
| Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui) | Dispositif médical destiné à usage médical |
| Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)                           | NON  |