

# Fiche Technique

## Table de massage 5 plans Cezanne Junior 5 - Modèle standard



Modèle standard

### Description du produit

Avec châssis court facilitant les manœuvres autour de la table ! Table multifonctions à hauteur variable assistées par vérin électrique. Avec une force de poussée de 8000N, cette table est un véritable outil d'accompagnement dans les traitements de kinésithérapie. Disposant d'une portée maximale de 160 kg, elle dispose d'un vérin électrique puissant. Table de massage 3 plans Cezanne Junior 3 Avec châssis court facilitant les manœuvres autour de la table Table de massage 5 plans Cezanne Junior 5 Avec appuis-bras pivotants à 100° Les modèles standards ne disposent pas de roulettes ni de cadre de commande Dossier proclive/déclive : 60°/20° Plan jambiers proclive : 80° Ouverture faciale avec bouchon Hauteur réglable de 48 à 90 cm Charge de travail de sécurité : 160 kg Revêtement expansé non feu classe M1 Dimensions : 197 x 64 x 48 (à 90) cm

### Caractéristiques

Marque	FERROX
Nombre de plans	5 plans
Couleur	Perle

# Fiche Technique

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui) Dispositif médical