

# Fiche Technique

## Chagall Neo 5P Cadre + Roulettes Rouge - Ref: 49068



---

### Description du produit

Table à quatre articulations et cinq plans Deux vérins électriques de 8000N et 6000N (dossier) Commande par poignée Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable Hauteur réglable de 49 à 94 cm Positions Trendelenburg et cyphose Plan jambier assisté par deux vérins à gaz Charge de travail en sécurité : 250kgs Dimensions : 196 x 65 x 49 cm Modèle disponible avec cadre de commande et roulettes

### Caractéristiques

Marque

FERROX