

# Fiche Technique

## TABLE MULTIFONCTIONS AVEC CADRE DE COMMANDE



---

### Description du produit

Caractéristiques techniques : Table à trois plans et sept éléments Plan central avec accoudoirs rabattables  
Appuis-bras pivotants 180° Vérin électrique avec force de poussée de 8000N Cadre de commande et roulettes  
de série Clé de commande sécurisée Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable,  
densité 40 Hauteur réglable de 48 à 90 cm Charge de travail en sécurité: 160 kgs Dimensions:  
197 x 64 x 48 90 cm

### Caractéristiques

Marque	FERROX
Couleur	Prune
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical