

# Fiche Technique

## Table CEZANNE Pro 7 sans option - Sellerie Abricot - Ref: 43308



### Description du produit

Caractéristiques techniques : -Dimensions : 194 x 64 x 50 cm-Table à trois plans et sept éléments-Revêtement et expansé non feu classe IM1-Charge de travail en sécurité: 150 kgs-Hauteur réglable de 50 à 94 cm-Vérin électrique avec force de poussée de 8000N pour la position Trendelenburg-Vérin électrique avec force de poussée de 4000N pour la position cyphose

### Caractéristiques

Marque	FERROX
Couleur	Abricot
Type de patient	10999
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON