

# Fiche Technique

## NEW - TABOURET CHROME ASSISE TENDUE GNRQ Ref : 34319



### Description du produit

Tabouret chromé assise tendue Tabouret médical sur roulettes avec hauteur réglable par vérin pneumatique.

Sellerie similicuir, assise ronde. Ce tabouret design vous apportera le confort et l'agilité nécessaires dans votre cabinet. Caractéristiques du produit : Tabouret assise tendue, en acier chromé Hauteur réglable par vérin pneumatique de 47 à 59 cm Sellerie simili-cuir M2 Assise ronde Ø 40 cm Piètement 5 branches alu Ø 50 cm Poids 5.5 kgs Livré démonté

### Caractéristiques

Marque	ECOPOSTURAL
Prise de la mesure	
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Bio	NON
Éligible livraison cadencée	NON
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Poudrés	NON

# Fiche Technique

**Compatible pédiatrie**

NON

**Shockproof**

NON

**Autoclavable**

NON