

# Fiche Technique

## Tabouret pivotant Schmitz - Confort Gnrq - Ref: 48900



### Description du produit

Tabouret pivotant Pied à 5 branches en matière plastique noir. colonne chromée, avec roulettes doubles pour sols lisses/durs. Frein de sécurité, réglable en hauteur par pompe à gaz ANATOMIC-LIFT Commande à main, siège rembourré avec similicuir. Sur demande : roulettes doubles pour sols recouverts de moquette. Charge maximale d'utilisation : 135 kg

### Caractéristiques

Marque	SCHMITZ
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Éligible livraison cadencée	NON