

ÉLECTRODES DURA-STICK®



À PARTIR DE
4€ TTC

RÉFÉRENCE	FORMAT
42190	Fil 50 x 50 mm - (x 4)
42191	Fil 50 x 90 mm - (x 4)

AVANTAGES

Économique : un positionnement prix incomparable.

Patient unique : idéal pour l'utilisation personnalisée des électrodes.

CARACTÉRISTIQUES

Dessus : film textile blanc non lavable.

Dessous : film carbone. Gel Multistick™ hypoallergénique.

Connexion : électrodes à fil.

INFORMATION

Dans un souci d'hygiène, la gamme Dura-Stick® et leur longévité (environ 20 séances) sont idéales pour l'utilisation d'électrodes personnalisées.