

# Fiche Technique

## Applicateur d'ultrason main libres Handsfree Sono compatible



---

### Description du produit

Applicateur à ultrasons mains libre à 4 cristaux. Handsfree Sono est le premier applicateur main libre du marché capable de créer un champ tournant électroniquement. Grâce à ses cristaux, il peut générer un champ tournant de façon électronique, chaque cristal est activé individuellement et permet des traitements ultra précis, rendant l'ultrasonothérapie plus efficace et plus sûre. Il permet un gain de temps important pour le praticien tout en apportant une qualité de thérapie supérieure grâce à la précision de son champ d'ultrasons géré électroniquement.

### Caractéristiques

Marque	BTL
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Éligible livraison cadencée	NON