

DIVAN D'EXAMEN HOLTEX, EPOXY - SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE - NOIR

Réf. OSA003E_N



DIVAN D'EXAMEN HOLTEX, EPOXY - SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE - NOIR

Réf. OSA003E_N

Excellent rapport qualité/prix

- Structure en tube carré (50 x 30 mm) en acier laqué époxy blanc
- Ajustage de la tête jusqu'à +75° par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes
- Matelas en simili cuir
- Coloris unique noir
- Tête et siège rembourrés de mousse, d'une épaisseur de 6 cm et très haute densité (30 kg/m³) et recouverts de tissu plastifié lavable, ignifugé (classement de résistance au feu : M1)
- Dimension : 190 x 62 x 70 cm
- Charge maximum : 150 kg
- Porte rouleau amovible positionnable à la tête ou aux pieds

Inox ou Epoxy : quelle différence ?

Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040168135

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 9402900000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 63,0

Largeur conditionnement (cm) : 16,0

Longueur unitaire (cm) : 190,0

Longueur conditionnement (cm) : 190,0

Hauteur unitaire (cm) : 70,0

Hauteur conditionnement (cm) : 67,0

Poids unitaire (kg) : 25,000

Poids conditionnement (kg) : 28,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

