

# Fiche Technique

## Electrostimulateur Compex Pro Rehab - Ref: 43246



### Description du produit

Polyvalent : Le Compex Pro Rehab permet le travail sur 2 zones avec 2 programmes différents ! Le Compex Pro Rehab est une référence dans la prise en charge des traitements par électrothérapie. Cet électrostimulateur 4 canaux assure les 22 programmes standards recherchés par les professionnels de la rééducation. - Rééducation (5) : amyotrophie, prévention d'amyotrophie, renforcement, lésion musculaire, point moteur. - Traitement antidouleur (7) : tens 100Hz Gate Control, tens fréquence modulée, endorphinique, décontracturant, tens modulé en largeur d'impulsion, burst, burst/tens alterné. - Stimulation vasculaire (7) : Insuffisance veineuse I, insuffisance veineuse II, insuffisance artérielle I, insuffisance artérielle II, capillarisation, jambes lourdes, prévention crampes - Préparation physique (3) : résistance, force, récupération active Grâce à la technologie développée par Chattanooga, le Compex Pro Rehab intègre la fonctionnalité 2+2. Celle-ci permet de traiter 2 zones avec 2 programmes différents simultanément ! Caractéristiques techniques : Canaux : 4 Programmes : 22 Intensité maximale : 120 mA Courant constant : Jusqu'à une résistance max de 1300 Ohm/canal Incréments : 0.25 mA. Largeur d'impulsion : 30 à 400 s Fréquence : 1 à 150 Hz Dimensions : 138 x 95 x 33 mm Poids : 300 g Garantie : 3 ans Livré avec housse de protection et housse de transport, chargeur et batterie, 1 jeu de 4 câbles FIL (+ adaptateur Snap-Fil), flacon de gel 250 ml, stylet point moteur et clip ceinture

## Caractéristiques

Marque	CHATTANOOGA
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Éligible livraison cadencée	NON