

Fiche Technique

Kup 200 - Ref: 32365



Description du produit

Émetteur ultrasons kup 200 - modèle 1 MHz L'émetteur d'ultrasons Kup 200 permet d'émettre des ultrasons tout en émettant des vibrations massantes. Il soulage et détend efficacement. Fréquence 1 MHz L'émetteur d'ultrasons 1 MHz est destiné à une utilisation professionnelle et permet une pénétration profonde des ultrasons. Maniable et léger L'émetteur d'ultrasons ne pèse que 300 g. Il est donc facilement transportable. Caractéristiques techniques : Appareil à ultrasons portable avec un masseur mécanique. Source d'alimentation - adaptateur externe 12VDC 0.6A La consommation d'énergie - pas plus de 8W Fréquence des ultrasons - 1 MHz zone de rayonnement efficace - 9 cm² Max. intensité énergétique - 0,5 W / cm² Timer - 10 minutes partie appliquée - Echographie Applicateur Tailles - 6 (W) X 10.5 (H) X 21,5 (L) cm Corps Poids - 0,3 kg Puissance Poids Adapter - 0,3 kg

Caractéristiques

Marque	KUP
Garantie	1 an
Poids	300 g

Fiche Technique

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui) Dispositif médical

Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR) NON