

LANCETTES ULTRA FINES - 30G - (LOT 200 PCS)



Réf. ETGLUC05



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II
MEDICAL DEVICE II



LANCETTES ULTRA FINES - 30G - (LOT 200 PCS)



Réf. ETGLUC05

Lancettes ultra-fines

Lancettes à utiliser avec le Stylo auto-piqueur TB 100.

- Diamètre de l'aiguille 30G = 0.298mm ~ 0.320mm
- Stériles, à usage unique.

- Longueur 32mm +/- 1mm
- Largeur 6.5mm +/- 0.5mm
- Aiguille extérieure 3.3mm +/- 0.3mm

Conditionnement : Boite de 200 (20 sachets de 10 lancettes).

Retrouvez notre kit complet Kit complet Glucomètre HOLTEX TB100 (réf. ETGLUC01)

La vente de ce matériel médical est réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040186993

Garantie (mois) : 0

Code douanier : 90183190

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 16,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 16,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 2,5

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,110

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

