

Fiche Technique

Module ultrason pour Intellect Neo

- Ref: 40655



ACCESSOIRE
pour cet article

Description du produit

Fréquence : 1 MHz à 3.3 Mhz, avec applicateur ultrasons 1cm² , 2 cm² ou 5 cm² (recommandé pour une utilisation standard) mode continu ou pulsé 10, 20 ou 50%, Puissance maximum de 3w/cm², tête chauffante interchangeable. Electrothérapie, canaux 1 & 2, L'appareil dispose des programmes de courants suivants :excito moteurs, tens (traitement de la douleur), galvanique, dénervé, interférentiel et urologie (rééducation du plancher pelvien).

Caractéristiques

Marque	CHATTANOOGA
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Éligible livraison cadencée	NON