

Pince languette courbe 300 mm inox - Ref: 71487



Description du produit

Caractéristiques : Utilisé en chirurgie générale et gynécologique pour le badigeonnage antiseptique du site opératoire Utilisé en gynécologie comme pince à pansement utérin ou pour retirer un stérilet Utilisé comme pince de préhension des dispositifs médicaux en raison de sa longueur et de ses extrémités plates. Emballage sous sachet individuel. Dispositif médical de classe I certifié CE. A nettoyer et désinfecter à l'aide d'un produit qui n'attaque pas l'acier inoxydable. Autoclavable à 134°C pendant 18 min 3 versions disponibles : droite 240 mm, droite 300 mm, courbe 300 mm

Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Longueur	300 mm
Matériaux	inox
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON

Éligible livraison cadencée

NON