

## Pince Palmer Polype - Ref: 71355



---

### Description du produit

Pince Polypes Palmer droit 220 mm inox Cette pince gynécologique est un dispositif médical stérile, réutilisable et à usage unique de haute qualité en acier inoxydable. Ses extrémités creuses et fines sont conçues pour bloquer le polype et le détacher en pratiquant le bistournage avec la pince. Caractéristiques du produit : Pince à polypes de type Palmer. Réutilisable. En inox. Conçue pour le retrait des polypes. Longueur 22 cm. Garantie 3 ans.

### Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Prise de la mesure	
Référence Fabricant	63.703
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical