

Pince Palmer Polypes droit 220 mm titanium - Ref: 46914



Description du produit

Cette pince gynécologique est un dispositif médical stérile, réutilisable à usage unique de haute qualité en titanium. Ses extrémités creuses et fines sont conçues pour bloquer le polype et le détacher en pratiquant le bistournage avec la pince. Caractéristiques du produit : Pince à polypes de type Palmer. Réutilisable. En titanium. Conçue pour le retrait des polypes. Longueur : 22 cm. Garantie : 5 ans.

Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Garantie	5 ans
Prise de la mesure	
Référence Fabricant	63.703TI
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical