

# STÉTHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II SIMPLE PAVILLON

Réf. 506010



# STÉTHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II SIMPLE PAVILLON



Réf. 506010

**Avec son pavillon lourd doté de la technologie «acoustique premium», le Cardio Prestige II est le stéthoscope le plus performant.**

Développé avec l'aide du CNRS et de l'école CENTRALE, le stéthoscope CARDIOPRESTIGE II est la quintessence du savoir faire SPENGLER.

Avec son pavillon lourd doté de la technologie "acoustique premium", de sa tubulure oversize, il offre un niveau de performance jamais atteint.

#### UNE ACOUSTIQUE D'EXCEPTION

- Lyres large diamètre
- Membrane flottante multi fréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)

#### CONFORT

- Bague antifroid
  - Embouts auriculaires en nano silicone
  - Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Existe en double pavillon (pavillon adulte et pédiatrique).

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446029975

Garantie (mois) : 84

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

#### MESURES

##### Unité nue

##### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,543

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

