

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON

Réf. 507702 507700 507701 507703



STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON, CARBONE



Réf.507702 507700 507701 507703

Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

CONFORT

- Bague antifroid
 - Embouts auriculaires en silicone
 - Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
 - Pavillon en aluminium pour réduire le poids
- Existe en double pavillon (pavillon adulte et cloche).
De couleur carbone.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446029883

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,226

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

