

Fiche Technique

Stimulateur Intellect mobile 2 - Ref: 49514



Description du produit

L'écran de 7pouces de la série Intellect Mobile 2 donne accès à un réglage par paramètres ou par la bibliothèque anatomique via une interface tactile. Vous retrouverez sur l'écran à tout moment un contrôle de votre séance ainsi qu'un résumé en fin de traitement. L'Intellect Mobile 2 STIM est un appareil 4 voies qui intègre des protocoles suggérés basés sur des preuves cliniques actuellement disponibles. L'utilisateur peut également créer et enregistrer ses propres protocoles. L'appareil dispose d'une sélection de formes de courants permettant au thérapeute de multiples options de traitement. Ces formes de courant sont facilement sélectionnées à partir de l'interface utilisateur et des directives quant au placement des électrodes sont également données pour la zone de traitement sélectionnée.

Il est également possible de l'utiliser avec un module de vide pour les électrodes. Une version Combo est disponible qui associe sur le même appareil ultrason et électrostimulation. Votre appareil trouvera sa place à bonne hauteur sur son guéridon avec roulettes et rangements disponible en option. Tous les appareils de la série Intellect Mobile 2 peuvent être branchés sur secteur ou devenir plus mobiles avec une batterie (en Option)

CARACTÉRISTIQUES CLÉS – INTERFACE : Interface intelligente avec boutons tactiles et lumières interactives indiquant l'état de l'appareil ou du port. Réglage de protocole suggéré (SPS): protocoles suggérés intégrés basés sur les preuves cliniques actuellement disponibles. Bibliothèque

Fiche Technique

anatomique avec des images haute résolution pour l'explication du patient Des protocoles personnalisés peuvent

être stockés FORMES DE COURANTS: Courant interférentiel (IFC traditionnel, 4 pôles) IFCprémodulé

(2 pôles) Courant biphasique asymétrique - TENS Courant biphasique symétrique - TENS VMS Courant pulsé

haute tension (HVPC)

Caractéristiques

Marque	CHATTANOOGA
Bio	NON
Éligible livraison cadencée	NON
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Poudrés	NON
Compatible pédiatrie	NON
Shockproof	NON
Autoclavable	NON