

STYLO AUTOPIQUEUR POUR KIT DE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE TB100



Réf. ETGLUC04

ETGLUC01 : Kit complet Holtex TB100



ETGLUC04
Stylo autopiqueur Holtex /lancet device



ETGLUC05
Lancettes/lancets 0,36mm



ETGLUC03
Solution de contrôle/control solution



ETGLUC02
50 bandelettes/test strips



STYLO AUTOPIQUEUR POUR KIT DE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE TB100



Réf. **ETGLUC04**

- Stylo autopiqueur à utiliser avec les Lancettes HOLTEX.

- Conditionnement : Unitaire

Le stylo autopiqueur doit être utilisé avec des lancettes stériles compatibles pour extraire un échantillon sanguin prélevé sur le doigt, la paume ou l'avant bras pour tester la glycémie ou d'autres tests en utilisant de petites quantités de sang.

Retrouvez notre kit complet Kit complet Glucomètre HOLTEX TB100 (réf. ETGLUC01)

La vente de ce matériel médical est réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040186986
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90183190
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	8,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	12,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,5
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,020
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.