

**DESIGNATION : CHEMISE D'OPERE MANCHES COURTES**

**REFERENCE : M010-40 BE**

**D73-02-FT M010-40BE**

**Version 1/1**

**Date : 29/06/2015**

**Page 1 sur 1**

	<b>APPLICATIONS</b>	
	Pour couvrir le patient lors d'interventions chirurgicales ou examens.	
	<b>TAILLE</b>	
	Unique	
	<b>DIMENSIONS</b>	
	Largeur : 75 cm Longueur : 112 cm	
	<b>COLORIS</b>	
	Bleu foncé	
<b>PRÉSENTATION DU MODÈLE</b>	Modèle opaque Encolure ronde avec liseré blanc Liens à l'encolure et à la taille Matière traitée antistatique Emballage par 10 sous sachet recyclé	
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE*</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nature</li><li>• Grammage</li></ul>	(*Valeurs indicatives) Nontissé polypropylène  38 gr/m <sup>2</sup> +/- 2%	
<b>MODE D'ELIMINATION</b>	<i>Par incinération</i>	
<b>STERILISATION</b>	Autoclave à 121°C	
<b>MARQUAGE CE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>CERTIFICATION</b>	Dispositif Médical (DM) de classe 1	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<b>DIMENSIONS</b>	<b>POIDS</b>
Crt de 100 10 sachets de 10 Palette de 30 cartons	57x26x31 cm	7.5 Kg

\*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.  
Photo non contractuelle.