

**DESIGNATION : CHEMISE D'OPERE MANCHES COURTES**
**REFERENCE : M010-50 BE**
**D73-02-FT M010-50BE**
**Version 1/1**
**Date : 29/06/2015**
**Page 1 sur 1**

	<b>APPLICATIONS</b>	
	Pour couvrir le patient lors d'interventions chirurgicales ou examens.	
	<b>TAILLE</b>	
	Unique	
	<b>DIMENSIONS</b>	
Largeur : 75 cm		
Longueur : 115 cm		
<b>COLORIS</b>		
Bleu foncé		
<b>PRÉSENTATION DU MODÈLE</b>	Modèle opaque Encolure ronde avec liseré blanc Liens à l'encolure et à la taille Matière traitée antistatique Emballage individuel et sur conditionnement par 10 sous sachet recyclé	
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE*</b>	(*Valeurs indicatives) Nontissé polypropylène	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nature</li> <li>Grammage</li> </ul>	46 gr/m <sup>2</sup> +/- 2%	
<b>MODE D'ELIMINATION</b>	<i>Par incinération</i>	
<b>STERILISATION</b>	Autoclave à 121°C	
<b>MARQUAGE CE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>CERTIFICATION</b>	Dispositif Médical (DM) de classe 1	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<b>DIMENSIONS</b>	<b>POIDS</b>
Crt de 100 10 sachets de 10 Emballage individuel	73 x 26 x 31 cm	9.5 kg

\*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.  
Photo non contractuelle.