

Divan électrique Licata 3 + Proclive / Déclive avec étaux et étrières - Ref: 738850



Description du produit

Caracteristiques : Bati en tube 30 x 30 mm, epoxy blan Sellerie PVC M1, epaisseur 50 mm avec bourrelets lateraux, sans coutures. Couleurs voir Nuancier VOG p. 24 Mousse densite 38kg/m3. Capots ABS fixes sous les dossiers et l'assise. Dossiers réglables par verin a gaz. Porte-rouleau drap d'examen inclus. Cuvette inox coulissante d'une capacite de 2 litres. 2 moteurs a elevation electrique. Fourni avec cable d'alimentation et commande de reglage (pied ou main, suivant le modele). Poids supporte : 300 kg Dim. Hors tout : Long. 200 cm x 67 cm, poids divan 110 kg. Dossier : L.65 x 67 cm. Assise : L. 85x 67 cm. Jambiere : L. 45 x 67 cm. Modele Licata 3 + proclive/declive : hauteur de 54 a 94 cm (commande manuelle). » Jambiere : L. 40 x 67 cm. Modele Licata 3 + Proclive / Declive : Hauteur réglable de 54 a 94 cm Fabriqué en France Tissu M1 anti-feu Garantie 3 ans

Caractéristiques

Marque	VOG MEDICAL
Garantie	3 ans
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON

Éligible livraison cadencée

NON