

## Dossier électrique pour fauteuil électrique Le Quesnoy - Ref: 44454



### Description du produit

Caractéristiques : Fauteuil en 3 parties Position Proclive/Declive Position de Trendelenburg Assise électrique de 60 cm de largeur Hauteur variable de 640 à 1040 mm par 2 colonnes électriques Jambière réglable par vérin à gaz Repose-tête réglable en hauteur Dossier réglable électrique ou par vérin à gaz (choix modèle) Sellerie plate d'épaisseur 8 cm Mousse assise et dossier de densité 28kg/m3 Revêtement classé non feu M1 Poids supporté : 300 kg Equipements : Commande manuelle Porte rouleau Cuvette inox Paire de douilles pour étriers Paire de soutien jambe en mousse de PU ou étriers en inox 4 roulettes à frein Moteur classe II Dimensions : L. 1750 x l. 800 x H. 640/1040 mm Dossier : L. 720 x l. 600 mm Assise : L. 450 x l. 600 mm Jambière : L. 280 x 600 mm Poids du divan : 90 kg Garantie 3 ans (hors sellerie) Fabrication française

### Caractéristiques

Marque	VOG MEDICAL
Norme	CE
Garantie	3 ans hors sellerie

<b>Charge maximale</b>	300 kg
<b>Sellerie</b>	Plate
<b>Classe anti-feu</b>	Tissu M1 non feu
<b>Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)</b>	Dispositif médical destiné à usage médical
<b>Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)</b>	NON
<b>Éligible livraison cadencée</b>	NON